


Bipolare Arthroskopie

Vaporisations-Elektrode, autoklavierbar 134°C

Einsatzschwerpunkt: Schulter, Hüfte und Knie.

Phazer Elektrode, Nr. 871-1, 115 mm

Phazer Elektrode, Nr. 871-4, 170 mm








Vorteile:

- Wiederverwendbar
- Sehr gute Vaporisationseigenschaften
- Stromfluss nur partiell
- Sehr geringe Blasenbildung
- In Kochsalzlösung einzusetzen





Passende HF-Kabel

Instrumentenseite	Geräteseite	Länge	Artikelnr.
 HF-Kabel bipolar Flachstecker	 Erbe ICC/ACC, Storz	3,0 m 5,0 m	92023 92024
	 Berchtold/ Integra	3,0 m 5,0 m	92025 92026
	 US-Modelle 2 Pol	3,0 m 5,0 m	92027 92028
	 Internationale Modelle 2 Pol	3,0 m 5,0 m	92029 92030

