

Powershaver SL

Der Powershaver SL passt sich Ihren Bedürfnissen an und verfügt über folgende Merkmale:

- Hand und / oder Fußaktivierung
- Single Use Blades oder Wiederaufbereitbare Blades
- Handgriffe mit 8000 u/min oder Handgriffe mit 15000 u/min
- Standard Handgriff oder schmaler Handgriff
- Es können persönliche Profile hinterlegt werden
- Verbindung mit Arthropump Power möglich

Arthropump

Das Single Flow Pumpensystem von Karl Storz

Arthropump Power

Die neue Generation der Arthropump ist eine intelligente Doppelrollenpumpe, die für einen konstanten Abgleich zwischen Zu- und Ablauf sorgt, um so intraartikulär ein statisches Bild zu erzeugen. Bei gleichzeitiger Anwendung des Powershaver SL kann die Arthropump Power mit dem Shaver-System kommunizieren und auf Veränderung der Druck- und Flussparameter reagieren. Durch den Hemostase- sowie Lavagemodus wird auch während einer Blutung oder einem erhöhten Flüssigkeitsverlust ein klares, arthroskopisches Bild sichergestellt.

Megafix

Die bioresorbierbare Interferenzschraube von Karl Storz, s. PDF-Download

Titananker

Die Titananker stehen in den Größen 3,0 5,0 und 6,5 mm zur Verfügung. Nähere Informationen s. PDF-Download

 Downloads

 [Powershaver_SL.PDF](#)

 [Arthropump_Power.PDF](#)

 [Megafix.PDF](#)

 [Titananker.PDF](#)