

### Multi Dopplex II und Mini Dopplex

Gefäß-Pocketdoppler mit einem Gewicht von 295 g und einer Größe von nur 14 x 7,4 x 2,7 cm gehören diese Geräte zu den kleinsten Gefäßdopplern der Welt. beide Doppler bieten eine Vielzahl von Untersuchungsmöglichkeiten am arteriellen und venösen System. Fünf verschiedene Sonden (2, 4, 5, 8 und 10 MHz) mit unterschiedlicher Eindringtiefe und jetzt neu mit nochmals um 50% gesteigerter Sensibilität sind anschließbar. Ein besonderer Rauschfilter optimiert die Qualität der Dopplersignale, die über den eingebauten Lautsprecher oder über Kopfhörer wiedergegeben werden. Die Abschaltautomatik sichert eine lange Lebensdauer der Batterie.

Der bidirektionale **Multi Dopplex II** erlaubt sowohl eine schnelle Orientierung über den Gefäßstatus als auch eine präzise Diagnostik. Vor- und Rückfluss signale werden simultan abgeleitet.

Der unidirektionale **Mini Dopplex** ist besonders für die rasche Orientierung über den Gefäßstatus und die periphere Blutdruckmessung geeignet. Sein Analogausgang ermöglicht die Dokumentation der Ergebnisse z.B. über ein EKG-Gerät.

Das Bild zeigt den Mini Dopplex mit 8 MHz Sonde.

