

Bipolare Arthroskopie

Hakenelektrode, autoklavierbar 134°C

Einsatzschwerpunkt: Schulter, Hüfte, Knie und kleine Gelenke.

Hakenelektrode 1,5 x 0,6 mm


Nr. 870-1, 115 mm

Nr. 870-3, 170 mm

Hakenelektrode 4,0 x 0,6 mm

Nr. 870-2, 115 mm

Nr. 870-6, 170 mm








Vorteile:

- Wiederverwendbar
- Stromfluss nur partiell
- Nur geringe HF-Leistungen: 30 bis 60 Watt
- Sehr geringe Blasenbildung
- In Kochsalzlösung einzusetzen
- Sehr gute Cut-/ Vaporisationseigenschaft



Passende HF-Kabel

Instrumentenseite	Geräteseite	Länge	Artikelnr.
 HF-Kabel bipolar Flachstecker	 Erbe ICC/ACC, Storz	3,0 m 5,0 m	92023 92024
	 Berchtold/ Integra	3,0 m 5,0 m	92025 92026
	 US-Modelle 2 Pol	3,0 m 5,0 m	92027 92028
	 Internationale Modelle 2 Pol	3,0 m 5,0 m	92029 92030

